

Стерилизатор паровой TBT Plusteam 12

ИМ-7.109256 до 22.12.2025

паровой, объем камеры 853 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., режим свободного программирования, охлаждение, принтер, полки 2 шт., 67×190×67 см, мощность 60 кВт, вес 1460 (1495) кг

TBT Medical, Турция



Характеристики

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Тип                               | паровой        |
| Объем камеры                      | 853 л          |
| Размещение                        | напольный      |
| Тип загрузки                      | горизонтальная |
| Количество программ               | 7              |
| Режим свободного программирования | Да             |
| Охлаждение                        | Да             |
| Принтер                           | Да             |
| Количество полок                  | 2              |
| Размеры                           | 67×190×67 см   |
| Мощность                          | 60 кВт         |
| Вес                               | 1460 (1495) кг |

Описание

**Стерилизатор паровой TBT PLUSTEAM 12** используется для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных медицинских изделий. Паровые стерилизаторы серии PLUSTEAM оснащаются встроенным вакуумным насосом и электрическим парогенератором.

## Модификации стерилизатора PLUSTEAM 12

| Кат. № | Исполнение  | Дверь                   | Объем камеры | Размеры         |
|--------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 511010 | Однодверное | автоматическая сдвижная | 853 л        | 670×1900×670 мм |
| 511036 |             | распашная               |              |                 |
| 511021 | Двухдверное | автоматическая сдвижная | 853 л        | 670×1900×670 мм |
| 511047 |             | распашная               |              |                 |

### Предустановленные программы:

- 134°C – Хирургические инструменты
- 134°C – Текстильные материалы
- 121°C – Силиконовые импланты
- 134°C – Прионы
- 134°C – Экспресс цикл
- 121°C – Изделия из резины
- 121°C – Жидкости в открытых стеклянных емкостях

### Тестовые программы:

- Тест Бови-Дика: Для проверки удаления воздуха и проникновения пара.
- Вакуум тест: Для проверки герметичности.

### Дополнительные программы (опционально):

- Жидкости в закрытых емкостях и быстрым охлаждением
- Жидкости в закрытых емкостях с замедленным охлаждением
- Твердые отходы
- Жидкие отходы в контейнерах
- Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
- Повышенная загрузка
- Дезинфекция стоматологических материалов
- Самоочистка

### Модельный ряд стерилизаторов PLUSTEAM:

- 102 л – PLUSTEAM 1S
- 160 л – PLUSTEAM 1M
- 210 л – PLUSTEAM 1L
- 250 л – PLUSTEAM 1XL
- 325 л – PLUSTEAM 2
- 377 л – PLUSTEAM 4
- 450 л – PLUSTEAM 6
- 584 л – PLUSTEAM 8
- 718 л – PLUSTEAM 10
- **853 л – PLUSTEAM 12**
- 988 л – PLUSTEAM 14