

Стерилизатор паровой TBT Plusteam 1L

ИМ-7.109256 до 22.12.2025

паровой, объем камеры 210 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., режим свободного программирования, охлаждение, принтер, полки 2 шт., 50×84×50 см, мощность 30 кВт, вес 740 (765) кг

TBT Medical, Турция



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	210 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	7
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	50×84×50 см
Мощность	30 кВт
Вес	740 (765) кг

Описание

Стерилизатор паровой TBT PLUSTEAM 1L используется для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных медицинских изделий. Паровые стерилизаторы серии PLUSTEAM оснащаются встроенным вакуумным насосом и электрическим парогенератором.

Модификации стерилизатора PLUSTEAM 1L

Кат. №	Исполнение	Дверь	Объем камеры	Размеры
511003	Однодверное	ручная сдвижная	210 л	500×840×500 мм
511049		автоматическая сдвижная		
511029		распашная		
511014	Двухдверное	ручная сдвижная	210 л	500×840×500 мм
511050		автоматическая сдвижная		
511040		распашная		

Предустановленные программы:

- 134°С – Хирургические инструменты
- 134°С – Текстильные материалы
- 121°С – Силиконовые импланты
- 134°С – Прионы
- 134°С – Экспресс цикл
- 121°С – Изделия из резины
- 121°С – Жидкости в открытых стеклянных емкостях

Тестовые программы:

- Тест Бови-Дика: Для проверки удаления воздуха и проникновения пара.
- Вакуум тест: Для проверки герметичности.

Дополнительные программы (опционально):

- Жидкости в закрытых емкостях и быстрым охлаждением
- Жидкости в закрытых емкостях с замедленным охлаждением
- Твердые отходы
- Жидкие отходы в контейнерах
- Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
- Повышенная загрузка
- Дезинфекция стоматологических материалов
- Самоочистка

Модельный ряд стерилизаторов PLUSTEAM:

- 102 л – PLUSTEAM 1S
- 160 л – PLUSTEAM 1M
- **210 л – PLUSTEAM 1L**
- 250 л – PLUSTEAM 1XL
- 325 л – PLUSTEAM 2
- 377 л – PLUSTEAM 4
- 450 л – PLUSTEAM 6
- 584 л – PLUSTEAM 8
- 718 л – PLUSTEAM 10
- 853 л – PLUSTEAM 12
- 988 л – PLUSTEAM 14