

Стерилизатор паровой TBT Plusteam 4

ИМ-7.109256 до 22.12.2025

паровой, объем камеры 377 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., режим свободного программирования, охлаждение, принтер, полки 2 шт., 67×84×67 см, мощность 30 кВт, вес 950 (980) кг

TBT Medical, Турция



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	377 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	7
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	67×84×67 см
Мощность	30 кВт
Вес	950 (980) кг

Описание

Стерилизатор паровой TBT PLUSTEAM 4 используется для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных медицинских изделий. Паровые стерилизаторы серии PLUSTEAM оснащаются встроенным вакуумным насосом и электрическим парогенератором.

Модификации стерилизатора PLUSTEAM 4

Кат. №	Исполнение	Дверь	Объем камеры	Размеры
511006	Однодверное	автоматическая сдвижная	377 л	670×840×670 мм
511032		распашная		
511017	Двухдверное	автоматическая сдвижная	377 л	670×840×670 мм
511043		распашная		

Предустановленные программы:

- 134°C – Хирургические инструменты
- 134°C – Текстильные материалы
- 121°C – Силиконовые импланты
- 134°C – Прионы
- 134°C – Экспресс цикл
- 121°C – Изделия из резины
- 121°C – Жидкости в открытых стеклянных емкостях

Тестовые программы:

- Тест Бови-Дика: Для проверки удаления воздуха и проникновения пара.
- Вакуум тест: Для проверки герметичности.

Дополнительные программы (опционально):

- Жидкости в закрытых емкостях и быстрым охлаждением
- Жидкости в закрытых емкостях с замедленным охлаждением
- Твердые отходы
- Жидкие отходы в контейнерах
- Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
- Повышенная загрузка
- Дезинфекция стоматологических материалов
- Самоочистка

Модельный ряд стерилизаторов PLUSTEAM:

- 102 л – PLUSTEAM 1S
- 160 л – PLUSTEAM 1M
- 210 л – PLUSTEAM 1L
- 250 л – PLUSTEAM 1XL
- 325 л – PLUSTEAM 2
- **377 л – PLUSTEAM 4**
- 450 л – PLUSTEAM 6
- 584 л – PLUSTEAM 8
- 718 л – PLUSTEAM 10
- 853 л – PLUSTEAM 12
- 988 л – PLUSTEAM 14