

Стерилизатор паровой TBT Plusteam 6

ИМ-7.109256 до 22.12.2025

паровой, объем камеры 450 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., режим свободного программирования, охлаждение, принтер, полки 2 шт., 67×100.3×67 см, мощность 40 кВт, вес 1010 (1040) кг

TBT Medical, Турция



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	450 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	7
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	67×100.3×67 см
Мощность	40 кВт
Вес	1010 (1040) кг

Описание

Стерилизатор паровой TBT PLUSTEAM 6 используется для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных медицинских изделий. Паровые стерилизаторы серии PLUSTEAM оснащаются встроенным вакуумным насосом и электрическим парогенератором.

Модификации стерилизатора PLUSTEAM 6

Кат. №	Исполнение	Дверь	Объем камеры	Размеры
511007	Однодверное	автоматическая сдвижная	450 л	670×1003×670 мм
511033		распашная		
511018	Двухдверное	автоматическая сдвижная	450 л	670×1003×670 мм
511044		распашная		

Предустановленные программы:

- 134°С – Хирургические инструменты
- 134°С – Текстильные материалы
- 121°С – Силиконовые импланты
- 134°С – Прионы
- 134°С – Экспресс цикл
- 121°С – Изделия из резины
- 121°С – Жидкости в открытых стеклянных емкостях

Тестовые программы:

- Тест Бови-Дика: Для проверки удаления воздуха и проникновения пара.
- Вакуум тест: Для проверки герметичности.

Дополнительные программы (опционально):

- Жидкости в закрытых емкостях и быстрым охлаждением
- Жидкости в закрытых емкостях с замедленным охлаждением
- Твердые отходы
- Жидкие отходы в контейнерах
- Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
- Повышенная загрузка
- Дезинфекция стоматологических материалов
- Самоочистка

Модельный ряд стерилизаторов PLUSTEAM:

- 102 л – PLUSTEAM 1S
- 160 л – PLUSTEAM 1M
- 210 л – PLUSTEAM 1L
- 250 л – PLUSTEAM 1XL
- 325 л – PLUSTEAM 2
- 377 л – PLUSTEAM 4
- **450 л – PLUSTEAM 6**
- 584 л – PLUSTEAM 8
- 718 л – PLUSTEAM 10
- 853 л – PLUSTEAM 12
- 988 л – PLUSTEAM 14