

Стерилизатор паровой Belimed VAPOFIX 3-3-9

ИМ-7.105102 до 03.04.2022

паровой, объем камеры 110 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 9 шт., принтер, 150x60x110 (115) см

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	110 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	9
Принтер	Да
Размеры	150x60x110 (115) см

Описание

Автоклав VAPOFIX 3-3-6 - это паровой стерилизатор с вертикальной сдвижной дверью гарантирует надежную и эффективную стерилизацию - даже в условиях ограниченного пространства!

Все равно, встроенный или отдельно стоящий, стерилизатор VAPOFIX предлагает идеальное решение для небольших помещений.

Оптимально предназначен для применения в центральной стерилизации, стерилизации в ОР-области, в больницах и практикующими врачами.

Стандартные программы стерилизации предназначены для инструментов, стекла, контейнеров, текстиля, резиновых изделий.

Параметры программ (число режимов, точки переключения, температуры стерилизации, время стерилизации и сушки и т.д.) могут регулироваться в соответствии с потребностями клиента.

Несмотря на малые размеры, VAPOFIX имеет размер камеры 73 или 110 литров (в зависимости от модели).

Модель	Объем камеры	Размеры камеры (В×Ш×Г)	Размеры системы (В×Ш×Г)
VAPOFIX 3-3-6	73 л	33.5x33.5x64 см	150x60x80 см - 1 дверь 150x60x85 см - 2 двери
VAPOFIX 3-3-9	110л	33.5x33.5x94 см	150x60x110 см - 1 дверь 150x60x115 см - 2 двери

Особенности стерилизаторов VAPOFIX:

- вертикальные сдвижные двери;
- эргономичная высота загрузки;
- компактное исполнение, легкость и безопасность работы;
- простота обслуживания (доступ только спереди);
- цветной сенсорный экран;
- привлекательный дизайн из нержавеющей стали;
- интегрированный принтер для распечатки протоколов партий;
- блок управления, подключаемый к сети;
- встроенный кожух парогенератора;
- система снижения водопотребления;
- бесшумный водяной вакуумный насос включая систему экономии воды;
- низкая стоимость эксплуатации и малое потребление.