

## Стерилизатор воздушный МИЗ-МА ГП-160

ИМ-7.107820 до 07.10.2024

воздушный, объем камеры 160 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., режим свободного программирования, 78×145×66 см, мощность 3.5 кВт, вес 130 кг

МИЗ Медаппарат ООО, Украина



### Характеристики

---

Тип	воздушный
Объем камеры	160 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Режим свободного программирования	Да
Размеры	78×145×66 см
Мощность	3.5 кВт
Вес	130 кг

### Описание

---

**Стерилизатор воздушный МИЗ-МА ГП-160** предназначен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцов и игл (с отметкой +200 град. С), а также стеклянной посуды, других объектов медицинского назначения.

**Камера:** 160 л (460×690×500 мм).

**Загрузочных коробок:** 5 шт.

**Скорость нагрева:** 30 мин (до температуры стерилизации).

#### Программы стерилизации:

- 85°C - 30 мин
- 120°C - 45 мин
- 160°C - 150 мин
- 180°C - 60 мин
- Режим свободного программирования (температура 50-200°C)

**Основные преимущества:**

- высокий уровень автоматики;
- оптимальная принудительная циркуляция горячего воздуха в камере высококачественным двигателем;
- качественная термоизоляция;
- стерилизационная камера и загрузочные коробки изготовлены из полированной, жаропрочной, нержавеющей стали;
- высокая информативность панели управления, которая предусматривает цифровую индикацию текущей температуры и времени, световую индикацию основных этапов цикла;
- предусмотрена блокировка при превышении отклонений от температурного режима и аварийное отключение.

**Электропитание:** 220 В, 3.5 кВт.

**Габаритные размеры:** 78×145×66 см.