

Стол двухтумбовый СТ01.06.1

ИМ-7.98925/2407

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1600×600×800 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Назначение | универсальный |
| Материал каркаса | металл |
| Характеристика материала каркаса | профильная труба / тонколистовая сталь |
| Материал столешницы | постформинг |
| Конструкция | сборная |
| Дверца | Да |
| Тумба | Да |
| Ящик | Да |
| Размеры | 1600×600×800 мм |

Дополнительные характеристики

Стол двухтумбовый с одним подвесным ящиком. Стол представляет собой разборную конструкцию, состоящую из унифицированных элементов, изготовленных из тонколистовой стали. Столешница – постформинг толщиной 28 мм. Допускаемая нагрузка на полку 5 кг, на ящик 5 кг, на столешницу 25 кг. Регулируемые опоры. Возможность изготовления столов с тумбами с различным количеством ящиков (от двух до шести).