

Стол двухтумбовый СТ01.06.2

ИМ-7.98925/2407

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1800×600×800 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	профильная труба / тонколистовая сталь
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1800×600×800 мм

Дополнительные характеристики

Стол двухтумбовый с двумя подвесными ящиками. Стол представляет собой разборную конструкцию, состоящую из унифицированных элементов, изготовленных из тонколистовой стали. Столешница – постформинг толщиной 28 мм. Допускаемая нагрузка на полку 5 кг, на ящик 5 кг, на столешницу 25 кг. Регулируемые опоры. Возможность изготовления столов с тумбами с различным количеством ящиков (от двух до шести).