

Стол лабораторный Артинокс AR-L23 для гистологических и биохимических исследований

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 2500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Назначение                       | лабораторный         |
| Материал каркаса                 | металл               |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие  |
| Материал столешницы              | постформинг / стекло |
| Конструкция                      | сборная              |
| Дверца                           | Да                   |
| Полка                            | Да                   |
| Тумба                            | Да                   |
| Ящик                             | Да                   |
| Размеры                          | 2500×600×900 мм      |

Дополнительные характеристики

Стол AR-L23

**Каркас:** металл в полимере.  
**Столешница:** со стеклом  
**Тумбы:** 3 (1) распашная дверь, 2 полки / (2) 6 ящиков / (3) распашная дверь, 2 полки.  
**Габаритные размеры (ШхГхВ):** 2500×600×900 мм.