

Стол лабораторный Артинокс AR-L13 для гистологических и биохимических исследований

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 1000×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1000×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол AR-L13

Каркас: металл в полимере.
Столешница: со стеклом.
Тумбы: 2 (1) 6 ящиков / (2) распашная дверь, 2 полки.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000×600×900 мм.