medca+alog

Стол лабораторный Артинокс AR-L34 для гистологических и биохимических исследований

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 1200×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение лабораторный

Материал каркаса металл

Характеристика материала каркаса полимерное покрытие

Материал столешницы постформинг / стекло

Конструкция сборная

Тумба Да

Ящик Да

Размеры 1200×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол лабораторный Артинокс AR-L34 для гистологических и биохимических исследований

Каркас: металл в полимере. Столешница: со стеклом. Тумбы: 1 шт. на 4 ящика.

Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200×600×900 мм.