

Стол лабораторный Артинокс AR-L34 для гистологических и биохимических исследований

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 1200×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1200×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол лабораторный Артинокс AR-L34 для гистологических и биохимических исследований

Каркас: металл в полимере.

Столешница: со стеклом.

Тумбы: 1 шт. на 4 ящика.

Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200×600×900 мм.