

## Стол манипуляционный Артинокс AR-H26

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл, с бортом, на колесах, высота 1000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

### Габариты

---

Длина	570 мм
Ширина	500 мм
Высота	1000 мм

### Дополнительные характеристики

---

**Столик AR-H26**, Артинокс, Беларусь.

**Каркас:** металл в полимере.

**Рабочая поверхность** с отбортовкой 20 мм.

**Полки:** 2 шт. (с отбортовкой 20 мм).

**Ящики:** 1 шт.

**Колеса:** 4 шт.  $\varnothing$ 50 мм (2 - с тормозом).

**Габаритные размеры** (Ш×Г×В): 570×500×1000 мм.