

Стол манипуляционный Артинокс AR-H32

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Назначение                       | инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры |
| Материал                         | металл / стекло                                      |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие                                  |
| Столешница                       | нержавеющая сталь / стекло                           |
| Конструкция                      | сварная                                              |
| Борт                             | Да                                                   |
| Колеса                           | Да                                                   |
| Полка                            | Да                                                   |

Габариты

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 760 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Высота | 800 мм |

Дополнительные характеристики

Столик AR-H32, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** металл в полимере.
- Полки:** 2 шт. (из стекла с отбортовкой 20 мм).
- Колеса:** 4 шт. ø50 мм (2 - с тормозом).
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 760×470×800 мм.