

Стол для весов Профкомплекс СМВ-1

ИМ-7.103748 до 01.02.2021

для весов, материал металл / гранит, высота 750-900 мм

Профкомплекс ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для весов
Материал	металл / гранит
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	гранит

Габариты

Длина	600-1600 мм
Ширина	600-750 мм
Высота	750-900 мм

Дополнительные характеристики

Стол медицинский для весов СМВ-1 Профкомплекс, Беларусь

Материал изготовления: металл окрашенный полимерным покрытием, сталь нержавеющая.
Столешница весового места: гранитная плита на антивибрационных демферах.