

Стол медицинский лабораторный Ратон-МедТех СМГ 5.2

ИМ-7.105994/2211

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы нержавеющая сталь, размеры 800×590×750 мм



Ратон-МедТех ПУП, Беларусь

Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Полка	Да
Размеры	800×590×750 мм