

## Столик медицинский Профкомплекс СЛП-1

ИМ-7.103748/2107

универсальный, материал металл / дерево / пластик,  
на колесах, высота 750-900 мм

Профкомплекс ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	универсальный
Материал	металл / дерево / пластик
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	керамогранит / ламинат / ПВХ
Колеса	Да
Полка	Да

### Габариты

---

Длина	600-1400 мм
Ширина	500-600 мм
Высота	750-900 мм

### Дополнительные характеристики

---

Метал окрашенный полимерным покрытием, сталь нержавеющая. Столешница и полка стола: влагостойкий ламинат с противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм, влагостойкий постформинг с противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм, сталь нержавеющая, химически и термостойкий керамогранит, листовой полимерный пластик HPL TOP Lab.