

Стол медицинский Т8.08 кат. № 550 015

ИМ-7.112317

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1200×600×743 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сварная
Полка	Да
Размеры	1200×600×743 мм

Дополнительные характеристики

Стол со столешницей из ламинированного постформинга и полкой из ламинированного ДСП. Межполочное расстояние — 170 мм