

## Стол медицинский Т8.12 кат. № 550 060

ИМ-7.112317

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1200×600×760 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1200×600×760 мм

### Дополнительные характеристики

---

Стол однокорпусной с 3-мя полками в корпусе (две полки - регулируемые) с металлической дверью и выдвижным ящиком под столешницей. Внутренние размеры ящика под столешницей (высота наружной панели ящика - 60 мм): ширина - 597 мм; глубина - 360 мм; высота - 37 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Столешница из ламинированного постформинга. Возможно левое или правое расположение корпуса.