

Стол медицинский Т8.15 кат. № 550 065

ИМ-7.112317

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1200×600×760 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1200×600×760 мм

Дополнительные характеристики

Стол однокорпусной с 3-мя выдвижными ящиками. Внутренние размеры верхнего ящика в корпусе тумбочки (высота панели ящика - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры 2-х нижних ящиков в корпусе тумбочки (высота панелей ящиков - 240 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 179 мм... Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Столешница из ламинированного постформинга. Возможно левое или правое расположение корпуса.