

Стол одготумбовый с левым расположением тумбы и двумя подвесными ящиками СТ02.2

ИМ-7.98925/2407

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1380×600×800 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь

Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	профильная труба / тонколистовая сталь
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Ящик	Да
Размеры	1380×600×800 мм