

Стол одготумбовый СТ03.2

ИМ-7.98925/2407

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1380×600×800 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	профильная труба / тонколистовая сталь
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1380×600×800 мм

Дополнительные характеристики

Стол одготумбовый с двумя подвесными ящиками. Положение тумбы (правая/левая) уточняется при заказе. Стол представляет собой разборную конструкцию, состоящую из унифицированных элементов, изготовленных из профильной трубы и тонколистовой стали. Столешница – постформинг толщиной 28 мм. Допускаемая нагрузка на столешницу 25 кг, на ящик 5 кг. Регулируемые опоры. Возможно изготовление столов с тумбой с различным количеством ящиков (от двух до шести).