

## Стол одготумбовый СТ04.1

ИМ-7.98925/2407

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1200×600×800 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	профильная труба / тонколистовая сталь
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1200×600×800 мм

### Дополнительные характеристики

---

Стол одготумбовый с одним подвесным ящиком. Положение тумбы (правая/левая) уточняется при заказе. Стол представляет собой разборную конструкцию, состоящую из унифицированных элементов, изготовленных из профильной трубы и тонколистовой стали. Столешница – постформинг толщиной 28мм. Допускаемая нагрузка на столешницу 25 кг, на ящик 5 кг. Возможность изготовления столов с тумбой с различным количеством ящиков (от двух до шести). Стоимость изделия и сроки изготовления согласовываются с заказчиком дополнительно. Регулируемые опоры.