

Стол операционный Brumaba Genius

ИМ-7.116397

офтальмологический, электромеханический,  
четырёхсекционный, нагрузка до 250 кг

Brumaba, Германия



Характеристики

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Назначение         | офтальмологический  |
| Регулировка высоты | электромеханический |
| Количество секций  | четырёхсекционный   |
| Нагрузка           | 250 кг              |

Описание

**Brumaba Genius** – специализированный операционный стол для офтальмологии. Подойдет для случаев, когда нет необходимости в функции наклона по продольной оси, а также не требуется, чтобы конструкция была полностью выполнена из нержавеющей стали. Благодаря использованию высококачественных альтернативных материалов обеспечивается премиальное качество и приемлемая цена стола Genius. Тем не менее в столе Genius все несущие элементы конструкции также выполнены из нержавеющей стали.

- Общая длина:** 530-960 мм
- Общая ширина:** 565 мм
- Высота без обивки:** 465-895 мм (высота обивки – 65 мм)
- Вес стола:** 150 кг
- Максимальный вес пациента:** 250 кг

Особенности операционного стола Genius:

- Опорная поверхность из высокопрочного HPL композита.
- Телескопическая колонна Genius ST от 590 до 880 мм.
- Двойная телескопическая колонна Genius DT от 530 до 960 мм (дополнительная функция).
- Телескопический подголовник с упором для свода черепа.
- Блок ручного дистанционного управления.
- Запоминающее устройство на 8 программ.
- Регулировка спинки по длине.