

## Стол операционный Lojer Scandia 310H

ИМ-7.111346 до 18.02.2027

стол четырехсекционный / пятисекционный,  
грузоподъемность 300 кг, 2170×550 мм

Lojer OY, Финляндия



### Характеристики

---

Количество секций	четырёхсекционный / пятисекционный
Грузоподъемность стола	300 кг
Механизм регулировки	гидравлический
Наклон головной секции	40° / 40 °
Наклон спинной секции	65° / 30 °
Наклон ножной секции	16° / 85 °
Поперечный (боковой) наклон	20° / 20 °
Тренделенбург/Антитренделенбург	28° / 30 °
Держатель рентгеновской кассеты	Да
Вес стола	240 кг

### Габариты

---

Габариты	2170×550 мм
Длина	2170 мм
Ширина	550 мм
Высота	670-1030 мм

### Дополнительные характеристики

---

**Стол операционный Lojer Scandia 310H** - гидравлический стол для проведения операций.

#### Особенности стола:

- легкая конструкция и высочайший уровень прочности;
- грузоподъемность - 300 кг;
- все секции стола рентгенопроницаемы;
- по всей длине панели стола проходит канал для размещения рентгеновских кассет;

- тип привода стола - гидравлический;
- спинная и ножная секции регулируются пневматическим методом.