

Стол операционный Mindray HyBase 6100

ИМ-7.111164 до 27.12.2026

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, нагрузка до 250 кг

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Нагрузка	250 кг

Описание

Стол операционный Mindray HyBase 6100 является механогидравлическим операционным столом с возможностью его управления с помощью пульта.

Особенности стола:

- грузоподъемность - 250 кг;
- стол состоит из 5 секций;
- специального матраца, высота которого равна 75 мм, гарантирует удобное, надежное, равномерное размещение пациента на столе для длительных операций;
- минимальная высота стола может быть установлена 600 мм (для проведения малоинвазивных вмешательств);
- возможность проведения и ортопедических процедур;
- стол удобен при проведении чистки и дезинфекции. Матрац выполнен из полиуритана с антибактериальным покрытием;
- возможность подсоединения дополнительных принадлежностей, что обеспечивает столу повышенную универсальность.