

Стол операционный Mindray HyBase 8300 / 8500

ИМ-7.111164 до 27.12.2026

стол шестисекционный, грузоподъемность 460 кг, с пультом управления, работа от встроенных аккумуляторов, 2090×520 мм

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Количество секций	шестисекционный
Грузоподъемность стола	460 кг
Механизм регулировки	электрогидравлический
Продольное перемещение стола	Да
Наклон головной секции	- 90° / +45°
Наклон спинной секции	- 45° / + 90°
Наклон ножной секции	- 90° / + 80°
Поперечный (боковой) наклон	36° / 36°
Тренделенбург/Антитренделенбург	36° / 46°
Пульт управления	Да
Держатель рентгеновской кассеты	Да
Автоматический возврат панели в исходное положение	Да
Излом панели в положениях FLEX и REFLEX	Да
Работа от встроенных аккумуляторов	Да

Габариты

Габариты	2090×520 мм
Длина	2090 мм
Ширина	520 мм

Дополнительные характеристики

Стол операционный Mindray HyBase 8300 / 8500 - высокотехнологичный, современный, универсальный операционный стол с наличием продольной направляющей длиной до 48 см, обеспечивающей свободный доступ к С-образной дуге, разработан и предназначен для проведения сложных хирургических вмешательств.

Особенности стола:

- грузоподъемность - 250 кг;
- стол состоит из 5 секций;
- возможность регулировки стола в зависимости от потребности;
- наличие продольной направляющей, обеспечивающей свободный доступ к С-образной раме;
- наличие интеллектуальной системы предотвращения столкновения, обеспечивающей правильное движение элементов стола без столкновения;
- наличие бесшовной, многослойной, герметичной, декомпрессионная, выдерживающей частые обработки дезинфицирующими растворами подушки с эффектом памяти;
- возможность установки стола в максимально низком положении для проведения длительных нейрохирургических операций;
- свободное перемещение в операционной обеспечивается инфракрасной беспроводной системой дистанционного управления;
- простота в управлении.