

## Стол-трансформер для новорожденных «Солнышко» ИТ

ИМ-7.111756 до 22.04.2027

для медицинских процедур, с бортами, с обогревом, с полками, с ростомером, с шкафчиком, масса 80 кг

Евролиния ОДО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	для медицинских процедур
Аварийная сигнализация	Да
Борты	Да
Держатель емкости инфузионных растворов	Да
Обогрев	Да
Полка	Да
Ростомер	Да
Шкафчик	Да
R-прозрачный модуль с лотком для рентгеновской кассеты	Да
Освещенность ложа	600 Лк
Температура поверхности ложа	32-38 °C
Допустимая нагрузка на ложе	20 кг
Высота от пола до поверхности ложа	900 мм
Размеры матраса	700x450x10 мм
Масса	80 кг

### Габариты

---

Длина	1850 мм
Ширина	850 мм

## Дополнительные характеристики

---

Стол интенсивной терапии с нижним и верхним обогревом и рентгенопрозрачным ложем. Предназначен для обеспечения оптимального термонейтрального окружения при проведении длительного клинико-метаболического мониторинга, реанимационных и физиотерапевтических процедур, аппаратной и медикаментозной обработки новорожденных и грудных детей, в т.ч. новорожденных. В качестве нагревательных элементов используются низковольтные (12В) резистивные термоматрасы и керамические инфракрасные излучатели марки «НОМАКОН» ИКН-102 с отражателями, излучающие в безопасном длинноволновом спектральном диапазоне. Время установления рабочего режима не более 15-20 мин, напряжение питания сети, 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность 600 Вт.