

Стол-вертикализатор МедПрибор С1 для детей

ИМ-7.113752

угол регулировки 80°, рабочая нагрузка 60 кг, колеса,
подставки для ног

МедПрибор ООО, Россия



Характеристики

Угол регулировки ложа	80 °
Время перехода в вертикальное положение	9 с
Рабочая нагрузка	60 кг
Колеса	Да
Подставки для ног	Да

Дополнительные характеристики

Роботизированный стол-вертикализатор С1 – тренировочный инструмент, направленный на поддержание двигательных функций, а также на восстановление мобильности суставов и физической выносливости после операций, травм или болезней, сопровождающихся длительной гиподинамией. Сочетает функции стола-вертикализатора с аппаратом для пассивной разработки нижних конечностей с биологической обратной связью. Во время тренировок происходит постоянный контроль жизненно важных показателей: АД, ЧСС, SpO2.

Показания к использованию:

- Последствия поражения ЦНС на различных уровнях.
- Повреждения и травмы головного мозга.
- Спинальные травмы разной сложности.
- Нарушения мозгового кровообращения.
- Восстановление после нейрохирургических операций.
- Демиелинизирующие заболевания, ДЦП, полиомиелит, абсцесс ГМ.
- Патологии сердечно-сосудистой системы.
- Повреждения опорно-двигательного аппарата.
- Продолжительная иммобилизация.

Система контроля спазмов

Датчики с чувствительностью 0-25 нМ. При возникновении спазма тренажер останавливает работу, начинает медленно подвигаться в обратном направлении, а при исчезновении спазма восстанавливает скорость

движений для продолжения тренировки.

Режимы ходьбы

Тренажер воспроизводит физиологически правильные паттерны движения человека, включая начальную скорость ходьбы, ускорения и замедления. Режимы ходьбы могут подстраиваться под индивидуальную манеру ходьбы каждого пациента.

Технические характеристики

Настройка параметров тренировки	
Диапазон угла подъема	от 0 до 80°
Движение бедра	0-25°
Скорость шагов	1-80 шагов/мин.
Время тренировки	1-60 мин.
Скорость подъема	
Вертикализация до 80°	9 с
Пациент	
Вес	не более 60 кг
Рост	не более 145 см
Размеры стола	
Габаритные размеры	150×68×162 см
Масса	88.5 кг