

Столик анестезиолога Артинокс АТ-В07-К02Н2

ИМ-7.95025/1312 до 19.12.2018

для анестезиолога, материал металл, на колесах,
высота 880 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для анестезиолога
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	900 мм
Ширина	560 мм
Высота	880 мм