

## Столик Артинокс АТ-В28

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

тип открытый, материал металл, конструкция сборная,  
на колесах, с полками, нагрузка на полку 30 кг,  
430×680×780 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	30 кг

### Габариты

---

Размер	430×680×780 мм
Длина	430 мм
Ширина	680 мм
Высота	780 мм

### Дополнительные характеристики

---

**Столик АТ-В28**, Артинокс, Беларусь.

**Каркас:** нержавеющая сталь.

**Полки:** 2 с трехсторонней отбортовкой 40 мм.

**Колеса:** 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.

**Габаритные размеры (ШхГхВ):** 680×430×780 мм.