

Столик инструментальный Артинокс АТ-В14v

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл, на колесах, высота 1200 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Назначение                       | инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры |
| Материал                         | металл                                               |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие                                  |
| Столешница                       | нержавеющая сталь                                    |
| Конструкция                      | сварная                                              |
| Колеса                           | Да                                                   |
| Полка                            | Да                                                   |

Габариты

|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 500 мм  |
| Ширина | 540 мм  |
| Высота | 1200 мм |

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В14v, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** металл в полимере.  
**Полки:** 5 шт. (с отбортовкой 20 мм).  
**Колеса:** 4 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).  
**Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 500×540×1200 мм.