

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-02

ИМ-7.7064/2007 до 13.07.2025

инструментальный / для аппаратуры, материал металл / дерево, с бортом, на колесах, высота 875 мм, масса 10 кг

Ратон-МедТех ПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для аппаратуры
Материал	металл / дерево
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	ЛДСП
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	640 мм
Ширина	450 мм
Высота	875 мм
Вес	10 кг

Дополнительные характеристики

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и 2-х съёмных полок, изготовленных из ламинированной ДСП с кромкой из ленты кромочной. Расстояние между полками 400 мм. Установлен на 4 самоориентирующиеся колесные опоры с антистатической шиной диаметром 50 мм две из которых - с тормозным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям, выдерживает многократную дезинфекцию