

## Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-09

ИМ-7.7064/2007 до 13.07.2025

инструментальный, материал металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 875 мм, масса 10 кг

Ратон-МедТех ПУП, Беларусь



### Характеристики

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Назначение                       | инструментальный                        |
| Материал                         | металл / стекло                         |
| Характеристика материала каркаса | нержавеющая сталь / полимерное покрытие |
| Столешница                       | нержавеющая сталь / стекло              |
| Конструкция                      | сборная                                 |
| Борт                             | Да                                      |
| Колеса                           | Да                                      |
| Полка                            | Да                                      |

### Габариты

---

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 640 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 875 мм |
| Вес    | 10 кг  |

### Дополнительные характеристики

---

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и 2-х съёмных полок, или 2-х полок из стекла. Расстояние между полками 400 мм. Установлен на 4 самоориентирующиеся колесные опоры с антистатической шиной диаметром 50 мм две из которых - с тормозным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям, выдерживает многократную дезинфекцию.