

Столик инструментальный Медин СИ-61

ИМ-7.3034/2006 до 25.06.2025

инструментальный, материал металл, высота 850 мм,
масса 23 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь

Габариты

Длина	1700 мм
Ширина	650 мм
Высота	850 мм
Вес	23 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 502.006. Стол медицинский инструментальный СИ-61 предназначен для размещения инструментария, медикаментов и других принадлежностей используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций. Стол с матовыми поверхностями сборно-разборный для удобства транспортировки. Столешница с отбортовкой размером 1694x644 мм. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.