

## Столик инструментальный Артинокс AR-34.1М

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

инструментальный / для медикаментов, материал  
металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Ниша	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

### Габариты

---

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	800 мм

### Дополнительные характеристики

---

**Столик AR-34.1М**, Артинокс, Беларусь.

**Каркас:** металл в полимере.

**Полки:** 1 (боковая откидная).

**Ящики:** 4 шт., ниша для инструментов с крышкой.

**Колеса:** 4 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).

**Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×800 мм.**