

Столик инструментальный Артинокс AR-36.2

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

инструментальный / для медикаментов, материал
металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Назначение | инструментальный / для медикаментов |
| Материал | металл / стекло |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие |
| Столешница | нержавеющая сталь / стекло |
| Борт | Да |
| Колеса | Да |
| Ящик выдвижной | Да |

Габариты

| | |
|--------|--------|
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 800 мм |

Дополнительные характеристики

Столик AR-36.2, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом.

Ящики: 6 шт.

Колеса: 4 шт., Ø50 мм (2 - с тормозом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×800 мм.