

Столик инструментальный Артинокс AR-36.3

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

инструментальный / для медикаментов, материал
металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-36.3, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом.

Ящики: 6 шт., 5-ти лучевое хромированное основание.

Колеса: 5 шт. ø50 мм (2 - с тормозом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×800 мм.