

## Столик приборный офтальмологический TOMEY TTVC-1000

ИМ-7.113005

высота 73-93 см, нагрузка 80 кг

MDT Sp. z o.o., Польша



### Характеристики

---

Высота подъема столешницы	73-93 см
Электрический привод	столешницы
Максимально допустимая нагрузка	80 кг

### Дополнительные характеристики

---

**Стол электрический офтальмологический TTVC-1000** с электроприводом, регулируемый по высоте, позволяет работать с приборами массой до 80 кг. Модель разработана в изящном стиле с надежным основанием. Вес легко определяется при помощи специального цифрового контроллера, расположенного перед пользователем.

Максимальная высота стола составляет 93 см, минимальная высота – 73 см.

На основании стола расположены 4 прорезиненных колеса с фиксаторами, благодаря которым возможно легкое перемещение стола с находящимся на нем прибором. Основание стола имеет специальную форму, обеспечивающую комфортное положение ног врача и пациента.

В конструкции стола расположена электрическая розетка на 220 В для подключения установленного на нем оборудования.

Размеры верхней поверхности стола (V-образный) – 1040 x 553 мм

Благодаря своим размерам, позволяет разместить такие приборы, как TMS-4, TMS-5, EM-3000, EP-1000 Pro, EP-1000 Multifocal.