

## Столик врача передвижной СТРУМ С3 кат. № 350 001

ИМ-7.112317

универсальный, материал металл, с бортом, с замком,  
на колесах, высота 835 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Замок	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

### Габариты

---

Ширина	450 мм
Глубина	450 мм
Высота	835 мм

### Дополнительные характеристики

---

Столик с 3-мя выдвижными ящиками. Внутренние размеры двух верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 37 мм; внутренние размеры нижнего ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Шариковые направляющие полного выдвижения.