

## Столик стоматолога Белмедматериалы СВ2

ИМ-7.105578/2208

для стоматолога, материал металл / стекло, на колесах, высота 795 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	для стоматолога
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	круглая труба / тонколистовая сталь
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

### Габариты

---

Длина	500 мм
Ширина	510 мм
Высота	795 мм

### Дополнительные характеристики

---

Столик врача стоматолога изготовлен из круглой трубы, тонколистовой стали, верхняя полка – стеклянная. Колеса диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Ящики на роликовых направляющих. Допускаемая нагрузка на полку – 5 кг. Допускаемая нагрузка на ящик – 5 кг. Возможно изготовление ящиков на шариковых направляющих.