

Стоматологическая установка Ajax AJ15

ИМ-7.115512

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник

Guangzhou Ajax Medical Equipment, Китай



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный

Описание

Аjax AJ15 – высококачественная стоматологическая установка, созданная для обеспечения максимальной безопасности, эффективности и комфорта как для врача, так и для пациента. Доступна в вариантах с верхней или нижней подачей инструментов.

Основные характеристики:

- Светодиодный светильник: Регулируемая яркость от 8000 до 30000 люкс с 3 режимами управления (сенсорное и кнопочное управление).
- Негатоскоп 24В.
- Поворотная черная стеклянная матовая плевательница.
- 3 программируемые позиции кресла.
- Поворотный гидроблок на 90 градусов.
- 5 инструментальных портов на модуле врача.
- 5 инструментальных портов на модуле ассистента.
- Гидроблок и модуль ассистента могут быть установлены как с левой, так и с правой стороны.
- Шланги производства США.
- Клапаны Анти-Спид, Анти-Гепатит.

Кресло пациента:

- Каплевидная спинка и анатомическое сиденье.
- Трехосевой артикуляционный подголовник.
- Электропривод кресла с функцией ErgoMotion.
- Поворотные подлокотники.
- Съёмная обивка кресла: легко снимается и устанавливается, устойчива к воздействию плесени и влажности.

Панель управления и системы:

- Многофункциональная педаль: Управление креслом, инструментами, наполнение стакана и смыв чаши.
- Педаль мастер-рычаг: Блокировка подачи электричества, воды и воздуха одним нажатием.
- Система дезинфекции: 2 бутылки в гидроблоке для очистки внутренней системы.
- Система отсроченной аспирации: 5-секундная отсрочка для полной очистки шлангов.
- Безопасная система блокировки инструментов: Предотвращает случайные движения кресла во время работы.

Дополнительные характеристики:

- 3 выхода на пневматический инструмент.
- 3-х функциональный пистолет (2 шт.).
- Система автономной подачи воды.
- Эжекторный слюноотсос (вода) и пылекровоотсос (воздух).
- Стул врача с абдоминальным упором D 01.
- Пневматический микроmotor.