

## Стоматологическая установка Ajax AJ18

ИМ-7.115512

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов  
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный  
светильник

Guangzhou Ajax Medical Equipment, Китай



### Характеристики

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Подача инструментов     | верхняя / нижняя |
| Количество инструментов | 5 шт.            |
| Гидроблок               | поворотный       |
| Светильник              | светодиодный     |

### Описание

**Аjax AJ18** – премиальная стоматологическая установка, разработанная с учетом потребностей современных стоматологов и их пациентов. Она обеспечивает высочайший уровень комфорта и безопасности благодаря продуманной конструкции и передовым технологиям.

#### Основные характеристики:

- ☐ Сенсорный LED светильник: Регулируемая яркость от 8000 до 30000 люкс, итальянское производство.
- ☐ Негатоскоп 24В.
- ☐ Поворотная черная стеклянная матовая плевательница.
- ☐ 5 программируемых позиций кресла.
- ☐ Поворотный гидроблок на 90 градусов.
- ☐ 5 инструментальных портов на модуле врача.
- ☐ 5 инструментальных портов на модуле ассистента.
- ☐ Гидроблок и модуль ассистента могут быть установлены как с левой, так и с правой стороны.
- ☐ Шланги производства США.
- ☐ Клапаны Анти-Спид, Анти-Гепатит.

#### Кресло пациента:

- Каплевидная спинка и анатомическое сиденье.
- Трехосевой артикуляционный подголовник.
- Электропривод кресла с функцией ErgoMotion.
- Поворотные подлокотники.
- Быстро заменяемая обивка: Бесшовная виниловая обивка, устойчивая к износу и механическим повреждениям.

**Панель управления и системы:**

- Многофункциональная педаль: Управление креслом, инструментами, наполнение стакана и смыв чаши.
- Педаль мастер-рычаг: Блокировка подачи электричества, воды и воздуха одним нажатием по завершению работы.
- Система дезинфекции: 2 бутылки для подачи воды и дезинфектанта, облегчает процесс дезинфекции и минимизирует риск перекрестного заражения.
- Система отсроченной аспирации: 5-секундная отсрочка для полной очистки шлангов.
- Безопасная система блокировки инструментов: Предотвращает случайные движения кресла во время работы.

**Дополнительные характеристики:**

- ☐ 3 выхода на пневматический инструмент.
- ☐ 3-х функциональный пистолет (2 шт.).
- ☐ Система автономной подачи воды.
- ☐ Эжекторный слюноотсос (вода) и пылекровоотсос (воздух).
- ☐ Стул врача с абдоминальным упором D 01.
- ☐ Пневматический микромотор.

**Особенности конструкции:**

- Литой каркас из легированной стали: Обеспечивает надежность и устойчивость.
- Индивидуальные клапаны на трубопроводах: Повышенная отказоустойчивость системы.
- Сенсорный светильник Faго: Интуитивно понятный интерфейс и точная настройка освещения.