

Стоматологическая установка KaVo ESTETICA E50 Life

ИМ-7.107929/2102 до 31.10.2024

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
6 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник, грузоподъемность 185 кг

KaVo Dental GmbH, Германия



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	6 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	185 кг
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Автономная подача воды	Да
Фильтр сжатого воздуха	Да
Подключение вакуумной помпы	Да
Подлокотники	Да

Описание

Система KaVo ESTETICA E50 Life – стоматологическая установка, предназначенная для стоматологического лечения детей и взрослых. В базовой комплектации состоит из модуля врача на 6 инструментов, модуля ассистента с держателем для 4 инструментов, гидроблока и кресла пациента.

Модификации

ESTETICA E50 Life TM – версия с нижней подачей инструментов.
ESTETICA E50 Life S – версия с верхней подачей инструментов.

Преимущества

- ❑ Кресло имеет несколько программируемых положений и специальные настройки для обслуживания детей.
- ❑ Дополнительные возможности для подключения внешних устройств через разъем USB 2.0 и кардридер позволяют осуществлять апгрейд ПО и контролировать настройки элемента врача.
- ❑ Снижение риска спутывания шлангов благодаря малой высоте столика (45 см).
- ❑ Удобно регулируемые фиксаторы шлангов без эффекта «обратного хода».
- ❑ Многофункциональная беспроводная педаль управления креслом пациента, функциями гигиены, инструментов, мультимедийной системы.

Элемент врача




- Держатель шлангов на 6 инструментов (длина шлангов 90 см)
- Модуль управления MEMOdent с жидкокристаллическим дисплеем
- Набор стандартных подносов для инструментов и материалов
- Противоскользящий коврик
- 3-х функциональный пистолет «вода-воздух» для врача
- Турбинный шланг с подсветкой и быстро-съемным переходником MULTIflex 465 LED
- Электрический бесщеточный микромотор с подсветкой KL 703 LED со шлангом

Элемент ассистента



- Пульт управления, регулируемый по вертикали и горизонтали
- Панель управления функциями установки Comfort
- Шланг слюноотсоса
- Шланг мощного пылесоса

Кресло пациента



- Спинка Progress
- Двухсуставный подголовник с кнопочным фиксатором

- Два подлокотника
- Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума
- Увеличенная до 185 кг грузоподъемность

Гидроблок

- Съёмная поворотная фарфоровая плевательница
- Набор для подключения внешней влажной помпы
- Система автономной подачи чистой воды
- Система диагностики MEDIAgateway с возможностью апгрейда программного обеспечения установки

Светильник KaVoLUX 540 LED

- Бесконтактный бестеневой 5-точечный LED светильник 8000-40000 лк с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами (8000-15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента
- Регулировка цветовой температуры