

Стоматологическая установка KaVo Primus 1058 Life

ИМ-7.107929/2102 до 31.10.2024

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник, грузоподъемность 185 кг

KaVo Dental GmbH, Германия



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	185 кг
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Автономная подача воды	Да
Фильтр сжатого воздуха	Да
Подключение вакуумной помпы	Да
Подлокотники	Да

Описание

KaVo Primus 1058 Life – стоматологическая установка, разработанная с акцентами на функциональную надежность и максимальную экономическую эффективность. Конструктивная особенность установки позволяет максимально адаптировать ее под любые виды работ.

Модификации

Primus 1058 Life TM – версия с нижней подачей инструментов.
Primus 1058 Life S – версия с верхней подачей инструментов.
Primus 1058 Life C – подвижный напольный элемент врача Cart.



Преимущества

- ☐ Удобство для пользования: рабочее место подстраивается под врача, а не врач под рабочее место.
- ☐ Доступность версий как для праворуких, так и для леворуких.
- ☐ Экономия места: установка поместится и в небольшом помещении.
- ☐ Многофункциональная ножная педаль KaVo для не требующих усилий управления и настройки функций инструментов, а также положений кресла.
- ☐ Система коммуникации с пациентом CONEXIO.


Элемент врача

- Блок врача нового поколения с информационным дисплеем
- Верхняя/нижняя подача инструментов или передвижной модуль Cart
- Держатель шлангов на 5 инструментов
- 3-х функциональный пистолет «вода-воздух» для врача
- Турбинный шланг с разъемом Midwest и с подсветкой
- Электрический бесщеточный электромотор с подсветкой INTRA LUX KL 701 и шлангом
- Система управления MEMOSpeed (опция)

Элемент ассистента

- Держатель для 4 инструментов
- Пульт управления, регулируемый по вертикали и горизонтали
- Панель управления функциями установки Comfort
- Шланг слюноотсоса
- Шланг мощного пылесоса

Кресло пациента



- Мягкая обивка – 14 цветов на выбор
- Спинка Progress
- Новое кресло пациента с бесшумными моторами и повышенной грузоподъемностью 185 кг
- Новая анатомическая концепция
- Движение Тренделенбурга
- Двухсуставной подголовник с винтовой фиксацией
- 2 подлокотника
- Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума

Гидроблок

- Съемная поворотная фарфоровая плевательница
- Набор для подключения внешней влажной помпы
- Система автономной подачи чистой воды
- Стойка с заготовленным отверстием для крепления мультимедийной системы и светильника
- Функция автоматического промывания отсасывающей системы HYDROclean
- Устройство промывания шлангов системы отсасывания AQUamat

Светильник KaVoLUX 540 LED

- Бесконтактный бестеневой 5-точечный LED светильник 8000-40000 лк с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами (8000-15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента
- Регулировка цветовой температуры