

Стоматологическая установка Roson KLT 6210 N1

ИМ-7.116810

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник

Foshan Roson Medical Instruments, Китай



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да

Описание

KLT 6210 N1 – стоматологическая установка с верхней или нижней подачей инструментов.

• **КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 6210 N1:**

- 2 подлокотника (правый поворотный).
- Пневматическая педаль с джойстиком управления креслом.
- Защитный чехол под ногами пациента.
- Главный выключатель воды, воздуха и электричества у основания кресла.
- Широкое сидение и спинка пациента.
- Артикуляционный подголовник подходит для детей и маломобильных пациентов.
- Грузоподъемность – 135 кг.

• **БЛОК ВРАЧА:**

- Возможна верхняя и нижняя подача инструментов.
- Мембранная панель управления.
- Пистолет вода / воздух / спрей.
- 3 турбинных шланга.
- Пластиковый коврик.
- Пневматический тормоз на горизонтальной ручке.
- Негатоскоп.

• **ГИДРОБЛОК:**

- Гидроблок навесной.
- Съёмная керамическая, поворотная плевательница, угол поворота до 180 градусов.
- Система смыва плевательницы и наполнения стакана.
- Система автономной подачи воды.
- Система нагрева воды.
- **БЛОК АССИСТЕНТА:**
 - Мембранная панель управления.
 - Пистолет вода / воздух / спрей.
 - Шланг пылесоса с наконечником.
 - Шланг слюноотсоса с наконечником.
- **СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК:**
 - Перемещается по трем осям.
 - Съёмные автоклавируемые ручки.
 - Сенсорное бесконтактное включение и регулировка мощности света.
 - Диапазон освещения 7 000 - 33 000 Лк.
- **СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:**
 - Сенсорная панель управления на блоке врача.
 - Сенсорная панель управления на блоке ассистента.
 - Управление установкой с помощью многофункциональной педали.
- **СТУЛ ВРАЧА:**
 - Анатомическое сиденье.
 - Пневмопатрон подъема стула.
 - Пластиковое основание.