

Стоматологическая установка Roson KLT 6220 S6

ИМ-7.116810

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник, грузоподъемность 150 кг

Foshan Roson Medical Instruments, Китай



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	150 кг
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да

Описание

KLT 6220 S6 – стоматологическая установка с верхней или нижней подачей инструментов.

• **КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 6220 S6:**

- Синхронизированное движение кресла, мягкая остановка и старт.
- 2 подлокотника (правый поворотный).
- Круглая педаль управлением кресла.
- Защитная пластиковая накладка под ноги пациента.
- Главный выключатель воды, воздуха и электричества у основания кресла.
- 2 предустановленных программы положения кресла.
- 3 программируемых положения кресла.
- Анатомическое сидение и спинка.
- Артикуляционный подголовник подходит для детей и мобильных пациентов.
- Грузоподъемность – 150 кг.

• **БЛОК ВРАЧА:**

- Возможна верхняя и нижняя подача инструментов.

- Сенсорная панель управления.
- Пистолет вода / воздух / спрей.
- 3 турбинных шланга.
- Силиконовый автоклавируемый коврик.
- Негатоскоп.
- **ГИДРОБЛОК:**
 - Гидроблок навесной.
 - Съёмная керамическая, поворотная плевательница, угол поворота до 180 градусов.
 - Система смыва плевательницы и наполнения стакана.
 - Система автономной подачи воды.
 - Система нагрева воды.
- **БЛОК АССИСТЕНТА:**
 - Сенсорная панель управления.
 - Пистолет вода / воздух / спрей.
 - Шланг пылесоса с наконечником.
 - Шланг слюноотсоса с наконечником.
- **СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК:**
 - Перемещается по трем осям.
 - Съёмные автоклавируемые ручки.
 - Сенсорное бесконтактное включение и регулировка мощности света.
 - Диапазон освещения 7 000 - 33 000 Лк.
- **ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ:**
 - 4-х позиционный джойстик управления.
 - ?????? ??? ?????????? ?????? ??????
 - Кнопка смыва чаши плевательницы.
- **СТУЛ ВРАЧА:**
 - Анатомическое сиденье.
 - Пневмопатрон подъёма стула.
 - Пластиковое основание.