

Стоматологический микроскоп Прима Д

ИМ-7.114174

стоматология, светодиодная лампа (LED), увеличение
4х / 6х / 10х / 16х / 25х

МедПрибор ООО, Россия



Характеристики

Область применения	стоматология
Источник света	светодиодная лампа (LED)
Увеличение	4х / 6х / 10х / 16х / 25х

Описание

Стоматологический микроскоп Прима Д предназначен для увеличения и визуализации мельчайших внутриротовых структур во время осмотра полости рта и зубов, при выполнении стоматологических хирургических операций.

Характеристики микроскопа Прима Д

Бинокулярный тубус	0-210°, межзрачковое расстояние 50-75 мм
Оптика	SCHOTT (Германия)
Окуляр	WF 10х / 18 мм, изменение диоптрий +/- 5 мм
Фокусное расстояние	250 мм (опционально: 300 мм, 400 мм, вариоскоп)
Увеличение	5-и ступенчатое: 4х, 6х, 10х, 16х, 25х
Источник света	LED 27 W срок службы лампы 60 000 часов
Фильтр	желтый

Дополнительные опции:

- Видеосистема
- Место ассистента
- Вариоскоп
- Штатив для установки монитора на микроскоп
- Экстендер с поворотным кольцом