

Стойка большая МедПрибор в комплекте с 7 тренажерами

ИМ-7.113751

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей / нижних конечностей

МедПрибор ООО, Россия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей / нижних конечностей
Положение пациента	сидя / стоя

Описание

Стойка большая МедПрибор предназначена для крепления тренажеров активной механотерапии, которые используются для активной реабилитации верхних и нижних конечностей. Тренажеры, расположенные на ней, можно регулировать по высоте. На стойке можно крепить несколько аппаратов, на которых пациенты смогут заниматься одновременно, не мешая друг другу.

Стойка по умолчанию комплектуется тренажёром для плеча и локтя 3М-660С.

Варианты исполнения стоек:

1. Стойка малая МедПрибор с комплектом из 4 тренажеров
2. Стойка большая МедПрибор с комплектом из 7 тренажеров

Тренажеры для стоек МедПрибор:

- 3М-660С для плеча и локтя
- 3М-661С (ручное колесо)
- 3М-662С (мини-байк)
- 3М-663С для лучезапястного сустава
- 3М-664С для верхнего плечевого пояса
- 3М-665С (мини-байк)
- 3М-001 для пальцев кисти
- ??-??-1142 ??? ?????? ? ?????? ???????????