

## Стробоскоп встраиваемый ATMOS Strobo 21 LED

ИМ-7.108102 до 19.12.2024

частота 70-1000 Гц, сигнал 70-125 дБ, срок службы  
50000 ч, размер 118×139×280 мм, вес 5 кг

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



### Характеристики

---

Частота света	70-1000 Гц
Диапазон измерения сигнала	70-125 дБ
Срок службы	50000 ч
Размер	118×139×280 мм
Вес	5 кг

### Дополнительные характеристики

---

**ATMOS Strobo 21 LED** – стробоскоп на основе инновационной LED-технологии АТМОС. Ресурс работы светодиодов больше на 50 000 часов в отличие от традиционных ламп/

**Характеристики стробоскопа ATMOS Strobo 21 LED:**

- бесшумная стробоскопия без подстановки;
- немерцающий пилотный свет;
- режимы «стоячей волны» и «временной лупы»;
- естественная цветопередача;
- светодиоды способны работать более 50 000 часов в отличие от традиционных ламп;
- возможность применения ларингоскопов различных производителей.